

## PRESSOUT MANUAL WIDE

*Unser manuelles Entblisterungs-  
gerät ermöglicht es, Tabletten und  
Kapseln aus der Primärverpackung  
heraus zu drücken.*



### ■ SCHNELL

Bis zu 20 Blister  
pro Minute entblistern.

### ■ KOMPAKT

Tragbar und flexibel,  
schnell einzustellen.

### ■ HYGIENISCH

Saubere und hygienische  
Entblisterung.

### ■ EINFACH

Keine besonderen  
Kenntnisse erforderlich.

### ■ ZERTIFIZIERT

Unsere Maschinen sind  
vollkommen **cGMP-konform**.

### ■ GARANTIE

12-monatige Garantie.

### ■ SERVICE & WARTUNG

Unsere Techniker kümmern  
sich um ihre Maschine.

# Medication Safety for YOU

Per Mail an [bestellung@primeblister.de](mailto:bestellung@primeblister.de) oder telefonisch unter + 49 (0) 2224 989340